

WD Swift4800 全自动免疫组化及原位杂交染色系统试剂 耗材专机专用情况说明

由苏州药明泽康生物科技有限公司委托嘉兴凯实生物科技股份有限公司生产的WD Swift4800全自动免疫组化及原位杂交染色系统，需要使用专机专用试剂和耗材的原因说明如下：

1. 在说明书第26页易耗品和第56页试剂管理, 说明了WD Swift4800辅助产品是专为其设计的配套产品, 使用它们有助于确保最佳的染色结果, 还可以帮助仪器保持良好的性能和防止损坏。辅助产品包括, 试剂: 脱蜡液、脱蜡热修复液、抗原修复液、清洗液、特殊染色试剂盒、一抗试剂盒、二抗检测系统 DAB染色液试剂盒; 耗材: 液盖膜盖玻片、稀释杯、机载试剂瓶。
2. 由于免疫组化检测过程中, 要经历高温、油性和高 pH 值试剂的冲洗, 对于玻片标签纸及碳带有特殊要求, 仪器配套的标签纸和碳带经过大样本量验证可满足这些严苛实验条件的需求。

综上所述, WD Swift4800全自动免疫组化及原位杂交染色系统需要使用专机配套的试剂和耗材, 以达到最佳仪器性能及防止仪器损坏。



苏州药明泽康生物科技有限公司

